



Systemübersicht Titanmagnetics® für **pro vital** -Implantate

Produktlinie	X-Line	K-Line
Kopfdurchmesser [mm]	4,80 mm	5,20 mm
Durchschnittliche Abzugskraft eines Magnetpaares in Newton (ca. in Gramm)	1,6 N (163 g)	1,6 N (163 g)
Inserts		
ø 3,5 mm Aufbauhöhe [in mm] Artikel-Nr.	 3,0 I.47.01.X300	 4,5 I.47.01.X450

ø 4,3 mm Aufbauhöhe [in mm] Artikel-Nr.	 3,0 I.47.02.X300	 4,5 I.47.02.X450
	 2,0 I.47.02.K200	 3,5 I.47.02.K350
ø 5,0 mm Aufbauhöhe [in mm] Artikel-Nr.	-----	
	 2,0 I.47.03.K200	 3,5 I.47.03.K350
Positionsmanschetten Resilienzring Typ Artikel-Nr.	 No. 1 P.00.01.X1	 No. 2 P.00.01.X2
Prothesenmagnet Aufbauhöhe Artikel-Nr.	 2,65 U.00.01.X265	 5,0 U.00.01.K500
Abformpfosten Aufbauhöhe Artikel-Nr.	 6,95 A.00.02.X695	Für die Abformung bitte Prothesen-Titanmagnetics U.00.01.K500 verwenden!
Modellimplantat Aufbauhöhe Artikel-Nr.	 9,0 M.00.01.X900	 7,5 M.00.01.K750
Applikator Aufbauhöhe Artikel-Nr.	 16,9 H.00.04.X3	 19,1 H.00.04.K3
Oberflächenrauigkeit der polierten Titanoberflächen gemittelte Rauhtiefe R _z	0,5 - 0,6 µm	
Magnetkern	Sm ₂ Co ₁₇ , gasdicht in Titan lasergeschweißt	
Gehäuse	Reintitan gemäß DIN 17850 (Ti4) / ASTM F 67 (Grade 4)	
Sterilisierbarkeit	Dampfsterilisation im Autoklav (z.B. 134°C, 3 bar, 5 min). Bitte beachten Sie die Herstellerangaben des Sterilisationsgerätes und nutzen Sie nur validierte Prozesse.	

Antwort-Fax +49 (0)40 55 77 81-99





Titanmagnetics® für **pro vital**-Implantate

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Produktkatalog mit den Preisen.



Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen die von mir gekennzeichneten Artikel.

X-Line
Kopfdurchmesser 4,8 mm, Abzugskraft 1,6 N


Titanmagnetics® Inserts

Implantat-system	Abbildung (1:1)	H mm	Artikel-Nr.	€-Preis	Bestell-menge
∅ 3,5		3,0	I.47.01.X300	137,00	
		4,5	I.47.01.X450	137,00	
∅ 4,3		3,0	I.47.02.X300	137,00	
		4,5	I.47.02.X450	137,00	


Titanmagnetics® Positionsmanschetten

Ausführung	Abbildung (1:1)	H mm	Artikel-Nr.	€-Preis	Bestell-menge
No. 1 supragingival		0,3	P.00.01.X1	7,50	
No. 2 subgingival		0,3	P.00.01.X2	7,50	


Titanmagnetics® Prothesenmagnet

Universal		2,65	U.00.01.X265	49,00	
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------	-------	--


Titanmagnetics® Abformpfosten

Universal		6,95	A.00.02.X295	45,00	
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------	-------	--

Titanmagnetics® Modellimplantat





Universal		9,0	M.00.01.X900	49,00	
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	-------	--

Titanmagnetics® Applikatoren



Universal		16,75	H.05.01.X1	129,00	
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	--------	--

K-Line
Kopfdurchmesser 5,2 mm, Abzugskraft 1,6 N


Titanmagnetics® Inserts

Implantat-system	Abbildung (1:1)	H mm	Artikel-Nr.	€-Preis	Bestell-menge
∅ 4,3		2,0	I.47.02.K200	137,00	
		3,5	I.47.02.K350	137,00	
∅ 5,0		2,0	I.47.03.K200	137,00	
		3,5	I.47.03.K350	137,00	

Titanmagnetics® Positionsmanschette / Resilienzring


Ausführung	Abbildung (1:1)	H mm	Artikel-Nr.	€-Preis	Bestell-menge
No. 1 supra-gingival		0,0	P.00.01.K1	9,50	
Resilienz-ring		0,3	P.00.05.K1	12,00	

Titanmagnetics® Prothesenmagnet


Universal		5,0	U.00.01.K500	60,00	
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	-------	--

Für die Abformung bitte Titanmagnetics® Prothesenmagnet U.00.01.K500 verwenden!

Titanmagnetics® Modellimplantat

Universal		7,5	M.00.01.K750	49,00	
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	-------	--

Titanmagnetics® Applikatoren

Universal		19,1	H.05.01.K1	129,00	
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten (Normalversand Inland 7,50 €).
Telefonische Beratung zu Titanmagnetics® erhalten Sie unter der Telefonnummer: +49 (0)40 55 77 81-0.

Ansprechpartner

Telefon/Telefax

e-Mail

Datum, Unterschrift

Praxis-/ Laborstempel:

K.47.03.DE1/05.10