

Produktlinie	X-Line ø 4,8 mm	Z-Line ø 5,8 mm	W-Line ø 6,8 mm
Oberfläche			
Anordnung Abb. 1:1			
Obturatoren- magnete für Acryl			
Aufbauhöhe REF	2,5 mm V.00.01.X250	3,0 mm V.00.01.Z300	2,65 mm V.00.07.W265
Obturatoren- magnete für Silikon			
Aufbauhöhe Ringdurchmesser REF	2,5 mm ø 11,5 mm V.00.02.X250		2,65 mm ø 14,0 mm V.00.06.W265
Gegenmagnete für Acryl			
Aufbauhöhe REF	2,65 mm U.00.01.X265R	3,15 mm U.00.01.Z315	
Gegenmagnete für Silikon			
Aufbauhöhe Ringdurchmesser REF	2,65 mm ø 11,5 mm U.00.02.X265	3,15 mm ø 11,5 mm U.00.02.Z315	
Gegenmagnete für Acryl mit Kragen			
Aufbauhöhe REF	2,65 mm U.00.01.X265K	3,15 mm U.00.01.Z315K	
Gegenmagnete für Silikon mit Kragen			
Aufbauhöhe Ringdurchmesser REF	2,65 mm ø 11,5 mm U.00.02.X265K	3,15 mm ø 11,5 mm U.00.02.Z315K	

Alle Abbildungen sind im Maßstab 2:1.

