

## Titanmagnetics® Inserts

Produktlinie	X-Line ø 4,8 mm	Z-Line ø 5,8 mm	K-Line ø 5,2 mm	T-Line ø 5,8 mm
<b>Oberfläche</b>				
	Abb. Höhe	Abb. Höhe	Abb. Höhe	Abb. Höhe
<b>Ahead (BioComp Instruments)</b>	 2,75 mm	 3,25 mm	 1,75 mm	 3,00 mm
<b>Außensechskant (Southern Implants IE, Brånemark, Ponto)</b>	 3,50 mm 5,00 mm 6,50 mm 8,00 mm	 4,75 mm 6,00 mm 7,00 mm 8,00 mm	 3,00 mm 4,50 mm 6,00 mm	 5,20 mm 7,20 mm
<b>EO (Straumann)</b>	 3,25 mm 5,50 mm 7,25 mm 9,00 mm	 3,75 mm 6,50 mm 8,00 mm	 3,00 mm	 5,50 mm
<b>Epitec-Gitter, direkt (Stryker-Leibinger)</b>	 3,00 mm 4,50 mm 6,00 mm 8,00 mm	 3,80 mm	 2,00 mm	
<b>Epitec-Gitter, Implantatpfosten (Stryker-Leibinger)</b>	 4,20 mm			 4,50 mm
<b>Ti-Epiplating, Epithesenplatten (Medicon)</b>	 2,60 mm 4,50 mm 6,00 mm 8,00 mm	 4,50 mm	 2,50 mm 4,50 mm	 4,00 mm
<b>Ti-Epiplating, Basispfosten (Medicon)</b>	 2,60 mm	 3,30 mm	 2,00 mm	 3,00 mm
<b>Vistafix 3 (Cochlear)</b>	 2,75 mm 4,50 mm	 4,00 mm 5,50 mm		 3,50 mm 5,00 mm
<b>Ratscheneinsatz</b>	Für alle Implantatsysteme stehen passende Ratscheneinsätze zur Verfügung. Z-Line-Inserts können auch mit T-Line Ratscheneinsätzen eingeschraubt werden.			



## Titanmagnetics® Zubehör

		Epithesenmagnete		Abformpfosten	Modellimplantate	Einheilkappen
		universal	mit Kragen			
<b>X-Line</b> ø 4,8 mm 	Für Höhe/Ring-ø REF	 Acryl 2,65 mm U.00.01.X265R	 Acryl 2,65 mm U.00.01.X265K	 6,95 mm A.00.02.X695	 magnetisch 9,00 mm    16,00 mm M.00.01.X900    M.00.01.X1600	 4,20 mm/12,0 mm E.00.04.X1
	Für Höhe/Ring-ø REF	 Silikon 2,65 mm/11,5 mm U.00.02.X265	 Silikon 2,65 mm/11,5 mm U.00.02.X265K	 Orbita 5,55 mm A.00.01.X555	 Edelstahl 9,00 mm M.00.05.X900	
<b>Z-Line</b> ø 5,8 mm 	Für Höhe REF	 Acryl 3,15 mm U.00.01.Z315	 Acryl 3,15 mm U.00.01.Z315K	 6,95 mm A.00.02.Z695	 10,00 mm M.00.01.Z1000	
	Für Höhe/Ring-ø REF	 Silikon 3,15 mm/11,5 mm U.00.02.Z315	 Silikon 3,15 mm/11,5 mm U.00.02.Z315K			
<b>K-Line</b> ø 5,2 mm 	Für Höhe REF	 Acryl 5,00 mm U.00.01.K500		 5,00 mm U.00.01.K500*	 7,50 mm M.00.01.K750	
	Für Höhe/Ring-ø REF	 Silikon 5,00 mm/11,5 mm U.00.02.K500				
<b>T-Line</b> ø 5,8 mm 	Für Höhe REF	 Acryl 5,70 mm U.00.01.T570		 7,50 mm A.00.02.T750	 10,50 mm M.00.01.T1050	
	Für Höhe/Ring-ø REF	 Silikon 5,70 mm/11,5 mm U.00.02.T570				 7,20 mm/12,0 mm E.00.04.T2

\* Für die Abformung wird der Epithesenmagnet eingesetzt.

