

Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen (siehe [www.steco.de](http://www.steco.de)) die von mir gekennzeichneten Artikel.

Versandkosten Inland

- Normalversand (1-2 Arb.-tage) 8,50 €  
 Express bis 12:00 Uhr 18,00 €  
 Express bis 10:30 Uhr 23,50 €

Kundennummer

Ansprechpartner

Datum

Unterschrift

Anschrift (Praxis-/Labor-Stempel):

## INHALTSVERZEICHNIS

Artikel	Planung	Pilotbohrung	Tube in tube	Voll geführt	Seite
Titan-Einzelhülsen	✓	✓	✗	✗	1
Titan-Kragenhülse	✓	✓	✗	✗	1
Titan-Referenzkugeln	✓	✗	✗	✗	1
Titan-Innenhülsen	✗	✓	✓	✗	2
Titan-Innenhülsen mit Tiefenstopp	✗	✓	✓	✗	2
Titan-Innenhülse für Endodontie	✗	✓	✓	✗	2
Titan-Außenhülsen	✗	(✓)	✓	✗	2
Titan-Außenhülse geschlitzt	✗	(✓)	✓	✗	2
CeHa Bohrhülsen [innen]	✗	✓	✓	✗	3
CeHa Bohrhülse [außen]	✗	(✓)	✓	✗	3
Titan-Innenhülsen für Thommen Medical	✗	✓	✓	✗	3
Titan-Außenhülse für Thommen Medical	✗	(✓)	✓	✗	3
Titan-Führungshülsen	✗	✗	✗	✓	4
Ankerpinhülse		Fixierung schleimhautgetragener Bohrschablonen			4

## EINZELHÜLSEN und Zubehör

**Titan-Einzelhülsen** (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
2,0	3,0	5,0	M.27.01.D200L5	10	78,00 €	
2,35	3,0	5,0	M.27.01.D235L5	10	78,00 €	
2,35	3,0	10,0	M.27.01.D235	10	78,00 €	

Zubehör	ø	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Schablonenbohrer	3,0	M.27.01.B300	1	45,00 €	
Eindrückwerkzeug	2,35	M.27.01.E235	1	17,50 €	

**Titan-Kragenhülse** (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
2,0	3,0	5,0	M.27.31.D200L5	10	93,50 €	
2,2	3,0	5,0	M.27.31.D220L5	10	93,50 €	
2,35	3,0	5,0	M.27.31.D235L5	10	93,50 €	

## REFERENZKUGELN

**Titan-Referenzkugeln** (Alle Angaben in mm)

Durchmesser	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
5,0	M.27.09.D500	10	78,00 €	
2,5	M.27.09.D250	3	16,50 €	

**Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Verpackungseinheiten (VE)!**

Bereits bei einer Abnahme von 30 Titanhülsen startet unsere Rabattstaffel (gilt nicht für das Zubehör).

Auf die Gesamtmenge aller bestellten Hülsen gewähren wir:	Ab 30 Hülsen	Ab 50 Hülsen	Ab 100 Hülsen
	10 % Rabatt	15 % Rabatt	25 % Rabatt

Die Preise gelten ab dem 01. Oktober 2024 und sind zzgl. Versand und MwSt.



Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen (siehe [www.steco.de](http://www.steco.de)) die von mir gekennzeichneten Artikel.

Versandkosten Inland

- Normalversand (1-2 Arb.-tage) 8,50 €  
 Express bis 12:00 Uhr 18,00 €  
 Express bis 10:30 Uhr 23,50 €

Kundennummer \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Anschrift (Praxis-/Labor-Stempel):

## DOPPELHÜSEN und Zubehör

### Titan-Innenhülsen (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
1,5	3,5	6,0	M.27.03.D150L6	10	93,50 €	
1,5	3,5	10,0	M.27.03.D150	10	93,50 €	
1,6	3,5	6,0	M.27.03.D160L6	10	93,50 €	
2,0	3,5	6,0	M.27.03.D200L6	10	93,50 €	
2,0	3,5	10,0	M.27.03.D200	10	93,50 €	
2,1	3,5	6,0	M.27.03.D210L6	10	93,50 €	
2,2	3,5	6,0	M.27.03.D220L6	10	93,50 €	
2,25	3,5	6,0	M.27.03.D225L6	10	93,50 €	
2,35	3,5	6,0	M.27.03.D235L6	10	93,50 €	
2,35	3,5	10,0	M.27.03.D235	10	93,50 €	
2,5	3,5	6,0	M.27.03.D250L6	10	93,50 €	
2,8	3,5	6,0	M.27.03.D280L6	10	93,50 €	

### Titan-Innenhülsen mit Tiefenstopp (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
1,16	3,5	5,0	M.27.24.D116L5	10	93,50 €	
1,3	3,5	5,0	M.27.24.D130L5	10	93,50 €	
2,0	3,5	5,0	M.27.24.D200L5	10	93,50 €	
2,2	3,5	5,0	M.27.24.D220L5	10	93,50 €	
2,35	3,5	5,0	M.27.24.D235L5	10	93,50 €	

Zubehör	ø	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Schablonenbohrer	3,5	M.27.03.B350	1	69,00 €	
Eindrückwerkzeug	2,0	M.27.03.E200	1	17,50 €	
Eindrückwerkzeug	2,35	M.27.03.E235	1	17,50 €	

### Titan-Innenhülse für Endodontie (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
1,0	3,5	5,0	M.27.28.D100L5	10	93,50 €	

Zubehör	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Spiralbohrer (ATEC)	21,0	O.27.28.B044.051	1	42,00 €	
Spiralbohrer (ATEC)	28,0	O.27.28.B044.052	1	42,00 €	

D= Außendurchmesser, d = Innendurchmesser

### Titan-Außenhülsen (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
3,5	4,0	5,0	M.27.02.D350L5	10	93,50 €	
3,5	4,0	6,0	M.27.02.D350	10	93,50 €	

Zubehör	ø	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Schablonenbohrer	4,0	M.27.02.B400	1	69,00 €	
Eindrückwerkzeug	3,5	M.27.02.E350	1	17,50 €	

### Titan-Außenhülse geschlitzt (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
3,5	5,0	6,0	M.27.18.D350	5	74,50 €	

### Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Verpackungseinheiten (VE)!

Bereits bei einer Abnahme von 30 Titanhülsen startet unsere Rabattstaffel (gilt nicht für das Zubehör).

Auf die Gesamtmenge aller bestellten Hülsen gewähren wir:	Ab 30 Hülsen	Ab 50 Hülsen	Ab 100 Hülsen
	10 % Rabatt	15 % Rabatt	25 % Rabatt

Die Preise gelten ab dem 01. Oktober 2024 und sind zzgl. Versand und MwSt.



Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen (siehe [www.steco.de](http://www.steco.de)) die von mir gekennzeichneten Artikel.

Versandkosten Inland

- Normalversand (1-2 Arb.-tage) 8,50 €  
 Express bis 12:00 Uhr 18,00 €  
 Express bis 10:30 Uhr 23,50 €

Kundennummer

Ansprechpartner

Datum

Unterschrift

Anschrift (Praxis-/Labor-Stempel):

## DOPPELHÜLSEN (CeHa und Thommen)

**CeHa Bohrhülsen [innen]** (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF		VE	Preis pro VE	Menge pro VE
			Steco	Hafner			
1,6	4,5	5,0	M.27.06.D160	7814	10	96,50 €	
2,0	4,5	5,0	M.27.06.D200	7518	10	96,50 €	
2,1	4,5	5,0	M.27.06.D210	7930	10	96,50 €	
2,2	4,5	5,0	M.27.06.D220	7519	10	96,50 €	
2,35	4,5	5,0	M.27.06.D235	7520	10	96,50 €	
2,4	4,5	5,0	M.27.06.D240	7522	10	96,50 €	
2,5	4,5	5,0	M.27.06.D250	7523	10	96,50 €	
2,8	4,5	5,0	M.27.06.D280	7524	10	96,50 €	
3,0	4,5	5,0	M.27.06.D300	7525	10	96,50 €	
3,2	4,5	5,0	M.27.06.D320	7526	10	96,50 €	
3,3	4,5	5,0	M.27.06.D330	7527	10	96,50 €	
3,4	4,5	5,0	M.27.06.D340	7528	10	96,50 €	
3,5	4,5	5,0	M.27.06.D350	7529	10	96,50 €	
3,8	4,5	5,0	M.27.06.D380	7687	10	96,50 €	

Zubehör	ø	REF		VE	Preis pro VE	Menge pro VE
		Steco	Hafner			
Schablonenbohrer [innen]	4,5	M.27.06.B450	7533	1	69,00 €	

**CeHa Bohrhülsen [außen]** (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF		VE	Preis pro VE	Menge pro VE
			Steco	Hafner			
4,5	5,0	5,0	M.27.05.D450	7517	10	96,50 €	

Zubehör	ø	REF		VE	Preis pro VE	Menge pro VE
		Steco	Hafner			
Schablonenbohrer [außen]	5,2	M.27.05.B520	7534	1	69,00 €	

**Titan-Innenhülsen für Thommen Medical (VECTOdrill)** (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
2,02	3,55	6,0	M.27.25.D200L6	10	93,50 €	
2,88	3,55	6,0	M.27.25.D280L6	10	93,50 €	

**Titan-Außenhülse für Thommen Medical (VECTOdrill)** (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
3,55	4,4	6,0	M.27.25.D350L6	5	59,75 €	

**Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Verpackungseinheiten (VE)!**

Bereits bei einer Abnahme von 30 Titanhülsen startet unsere Rabattstaffel (gilt nicht für das Zubehör).

Auf die Gesamtmenge aller bestellten Hülsen gewähren wir:	Ab 30 Hülsen	Ab 50 Hülsen	Ab 100 Hülsen
	10 % Rabatt	15 % Rabatt	25 % Rabatt

Die Preise gelten ab dem 01. Oktober 2024 und sind zzgl. Versand und MwSt.



Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen (siehe [www.steco.de](http://www.steco.de)) die von mir gekennzeichneten Artikel.

Versandkosten Inland

- Normalversand (1-2 Arb.-tage) 8,50 €  
 Express bis 12:00 Uhr 18,00 €  
 Express bis 10:30 Uhr 23,50 €

Kundennummer

Ansprechpartner

Datum

Unterschrift

Anschrift (Praxis-/Labor-Stempel):

## FÜHRUNGSHÜLSEN

**Titan-Führungshülsen** (Alle Angaben in mm)

Für Implantatsystem/ Chirurgie-Set:	Durchmesser			SW	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
	Innen	Außen	Kragen						
Ankylos ND	4,48	5,5	6,5	5,1	4,0	M.27.15.D448	5	59,75 €	
Ankylos WD	4,9	5,6	6,6	5,2	4,0	M.27.15.D490	5	59,75 €	
Astra EV "ND"	4,6	5,6	6,6	5,2	4,0	M.27.15.D460	5	59,75 €	
Astra EV "WD"	5,2	6,0	7,0	5,6	4,0	M.27.15.D520	5	59,75 €	
Astra TX "small"	4,7	5,7	6,7	5,3	4,0	M.27.15.D470	5	59,75 €	
Astra TX "large"	5,7	6,7	7,7	6,3	4,0	M.27.15.D570	5	59,75 €	
BioHorizons Yellow	4,3	5,3	6,3	4,9	6,0	M.27.15.D432	5	59,75 €	
BioHorizons Green	5,1	6,0	7,0	5,6	6,0	M.27.15.D510	5	59,75 €	
BioHorizons Blue	6,3	7,0	8,0	6,6	6,0	M.27.15.D630	5	59,75 €	
Camlog ø 3,3	3,5	4,5	5,5	4,1	3,0	M.27.15.D350	5	59,75 €	
Camlog ø 3,8/4,3	4,5	5,5	6,5	5,1	3,0	M.27.15.D450L3	5	59,75 €	
Camlog ø 3,8/4,3	4,5	5,5	6,5	5,1	4,0	M.27.15.D450	5	59,75 €	
Camlog PL ø 3,3	3,6	4,7	5,5	5,2	3,0	M.27.15.D360L3	5	59,75 €	
Camlog PL ø 3,8/4,3	4,6	5,7	6,5	5,2	3,0	M.27.15.D460L3	5	59,75 €	
Camlog PL ø 5,0	5,6	6,7	7,5	6,2	3,0	M.27.15.D560L3	5	59,75 €	
MIS narrow	4,0	4,6	5,6	4,2	4,0	M.27.15.D400	5	59,75 €	
MIS	5,5	6,5	7,5	5,9	4,0	M.27.15.D550	5	59,75 €	
Nobel Biocare NP	4,1	4,7	5,7	4,3	3,5	M.27.15.D410	5	59,75 €	
Nobel Biocare RP	5,0	6,0	7,0	5,6	3,5	M.27.15.D500	5	59,75 €	
Nobel Biocare WP	6,2	7,0	8,0	6,6	3,5	M.27.15.D620	5	59,75 €	
Simplant universal RP	4,2	5,0	6,0	4,6	4,0	M.27.33.D420L4	5	59,75 €	
Simplant universal WP	5,2	6,0	7,0	5,6	4,0	M.27.33.D520L4	5	59,75 €	
Straumann Guided Pilot	2,2	3,8	4,8	3,4	6,0	M.27.26.D220L6	5	59,75 €	
Straumann	2,8	3,8	4,8	3,4	6,0	M.27.15.D280	5	59,75 €	
Straumann	5,0	6,0	7,0	5,6	5,0	M.27.15.D500L5	5	59,75 €	
Sweden & Martina GS415	4,25	5,0	5,5	4,6	5,0	M.27.15.D425	5	59,75 €	
Sweden & Martina GS550	5,55	6,35	7,0	5,95	5,0	M.27.15.D555	5	59,75 €	
XIVE ND	4,48	5,5	6,5	5,1	4,0	M.27.15.D448	5	59,75 €	
XIVE WD	5,2	6,0	7,0	5,6	4,0	M.27.15.D520	5	59,75 €	
Zimmer A	4,2	5,2	6,2	4,6	4,0	M.27.15.D420	5	59,75 €	
Zimmer B	5,3	6,3	7,3	5,7	4,0	M.27.15.D530	5	59,75 €	

Alle Angaben in mm! SW = Schlüsselweite

Die genannten Implantatnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

**Ankerpinhülse** (Alle Angaben in mm)

Implantatsystem	Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Nobel Biocare	1,5	3,5	10,0	M.27.20.D150L10	10	93,50 €	

**Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Verpackungseinheiten (VE)!**

Bereits bei einer Abnahme von 30 Titanhülsen startet unsere Rabattstaffel (gilt nicht für das Zubehör).

Auf die Gesamtmenge aller bestellten Hülsen gewähren wir:	Ab 30 Hülsen	Ab 50 Hülsen	Ab 100 Hülsen
	10 % Rabatt	15 % Rabatt	25 % Rabatt

Die Preise gelten ab dem 01. Oktober 2024 und sind zzgl. Versand und MwSt.

