

## IMAGO Abverkauf – Airbrush & Zubehör sowie Spitzschutz (Tube) zu Sonderpreisen!

Da wir unsere Produktgruppe **IMAGO** eingestellt haben, bieten wir Ihnen unseren verbleibenden Bestand an Airbrushpistolen und Zubehör sowie Tubes zu attraktiven Sonderpreisen an.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Labor kostengünstig mit bewährter Technik auszustatten – nur solange der Vorrat reicht.

### Airbrushpistole Layerbrush



- 1 Airbrushpistole mit Schlauch und 5 Gläsern
- Hersteller: Harder & Steenbeck
- Düse 0,4 mm
- Arbeitsdruck: 0,7 bar

150,00 €

### Airbrushhalter mit Tischklemme



- 6 Stück verfügbar
- Die Behälter bieten eine saubere und praktische Lösung zum Reinigen und Ausblasen von Airbrushpistolen. Sprühnebel und Reinigungsrückstände werden dabei aufgefangen, wodurch die Arbeitsumgebung sauberer bleibt und Gerüche reduziert werden können.

25,00 €  
pro Stück

### 15 Blauglas-Flaschen 100 ml




- 15 leere 100-ml-Flaschen mit Deckel und Glaspipette
- Verkauf nur als Komplettpaket mit allen 15 Stück, nicht einzeln.

11,00 €  
komplett

### Spritzschutz (Tube) für Zahntechniker



Die Tube dient zum Schutz des Arbeitsplatzes vor Nässe und Spritzwasser bei Arbeiten mit einer wassergekühlten Turbine. Durch die ergonomisch angeordneten Eingriffs- und Sichtöffnungen ist ein komfortables Arbeiten mit guter Bewegungsfreiheit möglich. Das anfallende Wasser wird in der Sockelwanne aufgefangen und über einen Schlauch in ein separates Auffanggefäß abgeleitet.



- Maße:
- Durchmesser: 20 cm
  - Breite: 16 cm
  - Sockelhöhe: ca. 5 cm

#### Beidseitige Tube (für Rechts- und Linkshänder)

- 1 Stück verfügbar

90,00 €

#### Tube für Linkshänder

- 3 Stück verfügbar

85,00 €

Alle Preise sind zzgl. 19% MwSt. und 8,50 € Versand.