

Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen (siehe www.steco.de) die von mir gekennzeichneten Artikel.

Versandkosten Inland

- ☐ Normalversand (1-2 Arb.-tage) 8,50 €
☐ Express bis 12:00 Uhr 18,00 €
☐ Express bis 10:30 Uhr 23,50 €

Kundennummer

Ansprechpartner

Datum

Unterschrift

Anschrift (Praxis-/Labor-Stempel):

INHALTSVERZEICHNIS

Artikel	Planung	Pilotbohrung	Tube in tube	Voll geführt	Seite
Titan-Einzelhülsen	✓	✓	✗	✗	1
Titan-Kragenhülse	✓	✓	✗	✗	1
Titan-Referenzkugeln	✓	✗	✗	✗	1
Titan-Innenhülsen	✗	✓	✓	✗	2
Titan-Innenhülsen mit Tiefenstopp	✗	✓	✓	✗	2
Titan-Innenhülse für Endodontie	✗	✓	✓	✗	2
Titan-Außenhülsen	✗	(✓)	✓	✗	2
Titan-Außenhülse geschlitzt	✗	(✓)	✓	✗	2
CeHa Bohrhülsen [innen]	✗	✓	✓	✗	3
CeHa Bohrhülse [außen]	✗	(✓)	✓	✗	3
Titan-Innenhülsen für Thommen Medical	✗	✓	✓	✗	3
Titan-Außenhülse für Thommen Medical	✗	(✓)	✓	✗	3
Titan-Führungshülsen	✗	✗	✗	✓	4
Ankerpinhülse		Fixierung schleimhautgetragener Bohrschablonen			4

EINZELHÜLSEN und Zubehör

Titan-Einzelhülsen (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
2,0	3,0	5,0	M.27.01.D200L5	10	83,00 €	
2,35	3,0	5,0	M.27.01.D235L5	10	83,00 €	
2,35	3,0	10,0	M.27.01.D235	10	83,00 €	

Zubehör	ø	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Schablonenbohrer	3,0	M.27.01.B300	1	49,00 €	
Eindrückwerkzeug	2,35	M.27.01.E235	1	19,50 €	

Titan-Kragenhülse (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
2,0	3,0	5,0	M.27.31.D200L5	10	99,50 €	
2,2	3,0	5,0	M.27.31.D220L5	10	99,50 €	
2,35	3,0	5,0	M.27.31.D235L5	10	99,50 €	

REFERENZKUGELN

Titan-Referenzkugeln (Alle Angaben in mm)

Durchmesser	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
5,0	M.27.09.D500	10	83,00 €	
2,5	M.27.09.D250	3	18,0 €	

Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Verpackungseinheiten (VE)!

Bereits bei einer Abnahme von 30 Titanhülsen startet unsere Rabattstaffel (gilt nicht für das Zubehör).

Auf die Gesamtmenge aller bestellten Hülsen gewähren wir:

Ab 30 Hülsen	Ab 50 Hülsen	Ab 100 Hülsen
10 % Rabatt	15 % Rabatt	25 % Rabatt



Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen (siehe www.steco.de) die von mir gekennzeichneten Artikel.

Versandkosten Inland

- ☐ Normalversand (1-2 Arb.-tage) 8,50 €
☐ Express bis 12:00 Uhr 18,00 €
☐ Express bis 10:30 Uhr 23,50 €

Kundennummer

Ansprechpartner

Datum

Unterschrift

Anschrift (Praxis-/Labor-Stempel):

DOPPELHÜSEN und Zubehör

Titan-Innenhülsen (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
1,5	3,5	6,0	M.27.03.D150L6	10	99,50 €	
1,5	3,5	10,0	M.27.03.D150	10	99,50 €	
1,6	3,5	6,0	M.27.03.D160L6	10	99,50 €	
2,0	3,5	6,0	M.27.03.D200L6	10	99,50 €	
2,0	3,5	10,0	M.27.03.D200	10	99,50 €	
2,1	3,5	6,0	M.27.03.D210L6	10	99,50 €	
2,2	3,5	6,0	M.27.03.D220L6	10	99,50 €	
2,25	3,5	6,0	M.27.03.D225L6	10	99,50 €	
2,35	3,5	6,0	M.27.03.D235L6	10	99,50 €	
2,35	3,5	10,0	M.27.03.D235	10	99,50 €	
2,5	3,5	6,0	M.27.03.D250L6	10	99,50 €	
2,8	3,5	6,0	M.27.03.D280L6	10	99,50 €	

Titan-Innenhülsen mit Tiefenstopp (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
1,16	3,5	5,0	M.27.24.D116L5	10	99,50 €	
1,3	3,5	5,0	M.27.24.D130L5	10	99,50 €	
2,0	3,5	5,0	M.27.24.D200L5	10	99,50 €	
2,2	3,5	5,0	M.27.24.D220L5	10	99,50 €	
2,35	3,5	5,0	M.27.24.D235L5	10	99,50 €	

Zubehör	ø	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Schablonenbohrer	3,5	M.27.03.B350	1	73,00 €	
Eindrückwerkzeug	2,0	M.27.03.E200	1	19,50 €	
Eindrückwerkzeug	2,35	M.27.03.E235	1	19,50 €	

Titan-Innenhülse für Endodontie (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
1,0	3,5	5,0	M.27.28.D100L5	10	99,50 €	

Zubehör	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Spiralbohrer (ATEC)	21,0	O.27.28.B044.051	1	44,00 €	
Spiralbohrer (ATEC)	28,0	O.27.28.B044.052	1	44,00 €	

D= Außendurchmesser, d = Innendurchmesser

Titan-Außenhülsen (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
3,5	4,0	5,0	M.27.02.D350L5	10	99,50 €	
3,5	4,0	6,0	M.27.02.D350	10	99,50 €	

	ø	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Schablonenbohrer	4,0	M.27.02.B400	1	73,00 €	
Eindrückwerkzeug	3,5	M.27.02.E350	1	19,50 €	

Titan-Außenhülse geschlitzt (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
3,5	5,0	6,0	M.27.18.D350	5	79,50 €	

Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Verpackungseinheiten (VE)!

Bereits bei einer Abnahme von 30 Titanhülsen startet unsere Rabattstaffel (gilt nicht für das Zubehör).

Auf die Gesamtmenge aller bestellten Hülsen gewähren wir:

Ab 30 Hülsen	Ab 50 Hülsen	Ab 100 Hülsen
10 % Rabatt	15 % Rabatt	25 % Rabatt



Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen (siehe www.steco.de) die von mir gekennzeichneten Artikel.

Versandkosten Inland

- ☐ Normalversand (1-2 Arb.-tage) 8,50 €
☐ Express bis 12:00 Uhr 18,00 €
☐ Express bis 10:30 Uhr 23,50 €

Kundennummer

Ansprechpartner

Datum

Unterschrift

Anschrift (Praxis-/Labor-Stempel):

DOPPELHÜLSEN (CeHa und Thommen)

CeHa Bohrhülsen [innen] (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF		VE	Preis pro VE	Menge pro VE
			Steco	Hafner			
1,6	4,5	5,0	M.27.06.D160	7814	10	102,50 €	
2,0	4,5	5,0	M.27.06.D200	7518	10	102,50 €	
2,1	4,5	5,0	M.27.06.D210	7930	10	102,50 €	
2,2	4,5	5,0	M.27.06.D220	7519	10	102,50 €	
2,35	4,5	5,0	M.27.06.D235	7520	10	102,50 €	
2,4	4,5	5,0	M.27.06.D240	7522	10	102,50 €	
2,5	4,5	5,0	M.27.06.D250	7523	10	102,50 €	
2,8	4,5	5,0	M.27.06.D280	7524	10	102,50 €	
3,0	4,5	5,0	M.27.06.D300	7525	10	102,50 €	
3,2	4,5	5,0	M.27.06.D320	7526	10	102,50 €	
3,3	4,5	5,0	M.27.06.D330	7527	10	102,50 €	
3,4	4,5	5,0	M.27.06.D340	7528	10	102,50 €	
3,5	4,5	5,0	M.27.06.D350	7529	10	102,50 €	
3,8	4,5	5,0	M.27.06.D380	7687	10	102,50 €	

Zubehör	ø	REF		VE	Preis pro VE	Menge pro VE
		Steco	Hafner			
Schablonenbohrer [innen]	4,5	M.27.06.B450	7533	1	73,00 €	

CeHa Bohrhülsen [außen] (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF		VE	Preis pro VE	Menge pro VE
			Steco	Hafner			
4,5	5,2	5,0	M.27.05.D450	7517	10	102,50 €	

Zubehör	ø	REF		VE	Preis pro VE	Menge pro VE
		Steco	Hafner			
Schablonenbohrer [außen]	5,2	M.27.05.B520	7534	1	73,00 €	

Titan-Innenhülsen für Thommen Medical (VECTOdrill) (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
2,02	3,55	6,0	M.27.25.D200L6	10	99,50 €	
2,88	3,55	6,0	M.27.25.D280L6	10	99,50 €	

Titan-Außenhülse für Thommen Medical (VECTOdrill) (Alle Angaben in mm)

Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
3,55	4,4	6,0	M.27.25.D350L6	5	63,75 €	

Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Verpackungseinheiten (VE)!

Bereits bei einer Abnahme von 30 Titanhülsen startet unsere Rabattstaffel (gilt nicht für das Zubehör).

Auf die Gesamtmenge aller bestellten Hülsen gewähren wir:

Ab 30 Hülsen	Ab 50 Hülsen	Ab 100 Hülsen
10 % Rabatt	15 % Rabatt	25 % Rabatt



Hiermit bestelle ich zu den Steco-Geschäftsbedingungen (siehe www.steco.de) die von mir gekennzeichneten Artikel.

Versandkosten Inland

- ☐ Normalversand (1-2 Arb.-tage) 8,50 €
☐ Express bis 12:00 Uhr 18,00 €
☐ Express bis 10:30 Uhr 23,50 €

Kundennummer

Ansprechpartner

Datum

Unterschrift

Anschrift (Praxis-/Labor-Stempel):

FÜHRUNGSHÜLSEN

Titan-Führungshülsen (Alle Angaben in mm)

Für Implantatsystem/ Chirurgie-Set:	Durchmesser			SW	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
	Innen	Außen	Kragen						
Ankylos ND	4,48	5,5	6,5	5,1	4,0	M.27.15.D448	5	63,75 €	
Ankylos WD	4,9	5,6	6,6	5,2	4,0	M.27.15.D490	5	63,75 €	
Astra EV "ND"	4,6	5,6	6,6	5,2	4,0	M.27.15.D460	5	63,75 €	
Astra EV "WD"	5,2	6,0	7,0	5,6	4,0	M.27.15.D520	5	63,75 €	
Astra TX "small"	4,7	5,7	6,7	5,3	4,0	M.27.15.D470	5	63,75 €	
Astra TX "large"	5,7	6,7	7,7	6,3	4,0	M.27.15.D570	5	63,75 €	
BioHorizons Yellow	4,3	5,3	6,3	4,9	6,0	M.27.15.D432	5	63,75 €	
BioHorizons Green	5,1	6,0	7,0	5,6	6,0	M.27.15.D510	5	63,75 €	
BioHorizons Blue	6,3	7,0	8,0	6,6	6,0	M.27.15.D630	5	63,75 €	
Camlog ø 3,3	3,5	4,5	5,5	4,1	3,0	M.27.15.D350	5	63,75 €	
Camlog ø 3,8/4,3	4,5	5,5	6,5	5,1	3,0	M.27.15.D450L3	5	63,75 €	
Camlog ø 3,8/4,3	4,5	5,5	6,5	5,1	4,0	M.27.15.D450	5	63,75 €	
Camlog PL ø 3,3	3,6	4,7	5,5	5,2	3,0	M.27.15.D360L3	5	63,75 €	
Camlog PL ø 3,8/4,3	4,6	5,7	6,5	5,2	3,0	M.27.15.D460L3	5	63,75 €	
Camlog PL ø 5,0	5,6	6,7	7,5	6,2	3,0	M.27.15.D560L3	5	63,75 €	
MIS narrow	4,0	4,6	5,6	4,2	4,0	M.27.15.D400	5	63,75 €	
MIS	5,5	6,5	7,5	5,9	4,0	M.27.15.D550	5	63,75 €	
Nobel Biocare NP	4,1	4,7	5,7	4,3	3,5	M.27.15.D410	5	63,75 €	
Nobel Biocare RP	5,0	6,0	7,0	5,6	3,5	M.27.15.D500	5	63,75 €	
Nobel Biocare WP	6,2	7,0	8,0	6,6	3,5	M.27.15.D620	5	63,75 €	
PrimeTaper EV (XND)	3,4	5,4	4,0	4,0	4,0	M.27.15.D340	5	63,75 €	
PrimeTaper EV (ND)	4,6	5,6	6,6	5,2	4,0	M.27.15.D460	5	63,75 €	
PrimeTaper EV (WD)	5,2	6,0	7,0	5,6	4,0	M.27.15.D520	5	63,75 €	
Simplant universal RP	4,2	5,0	6,0	4,6	4,0	M.27.33.D420L4	5	63,75 €	
Simplant universal WP	5,2	6,0	7,0	5,6	4,0	M.27.33.D520L4	5	63,75 €	
Straumann Guided Pilot	2,2	3,8	4,8	3,4	6,0	M.27.26.D220L6	5	63,75 €	
Straumann	2,8	3,8	4,8	3,4	6,0	M.27.15.D280	5	63,75 €	
Straumann	5,0	6,0	7,0	5,6	5,0	M.27.15.D500L5	5	63,75 €	
Straumann iGuide	3,9	5,2	5,9	4,6	5,0	M.27.33.D390L5	5	63,75 €	
Straumann iGuide	5,2	6,5	7,2	5,9	5,0	M.27.33.D520L5	5	63,75 €	
Sweden & Martina GS415	4,25	5,0	5,5	4,6	5,0	M.27.15.D425	5	63,75 €	
Sweden & Martina GS550	5,55	6,35	7,0	5,95	5,0	M.27.15.D555	5	63,75 €	
OmniTaper EV (ND)*	4,48	5,5	6,5	5,1	4,0	M.27.15.D448	5	63,75 €	
OmniTaper EV (WD)*	5,2	6,0	7,0	5,6	4,0	M.27.15.D520	5	63,75 €	
Zimmer A	4,2	5,2	6,2	4,6	4,0	M.27.15.D420	5	63,75 €	
Zimmer B	5,3	6,3	7,3	5,7	4,0	M.27.15.D530	5	63,75 €	

*vormals XIVE

SW = Schlüsselweite

Die genannten Implantatnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Ankerpinhülse (Alle Angaben in mm)

Implantatsystem	Innen-ø	Außen-ø	Länge	REF	VE	Preis pro VE	Menge pro VE
Nobel Biocare	1,5	3,5	10,0	M.27.20.D150L10	10	99,50 €	

Bitte achten Sie auf die unterschiedlichen Verpackungseinheiten (VE)!

Bereits bei einer Abnahme von 30 Titanhülsen startet unsere Rabattstaffel (gilt nicht für das Zubehör).

Auf die Gesamtmenge aller bestellten Hülsen gewähren wir:

Ab 30 Hülsen	Ab 50 Hülsen	Ab 100 Hülsen
10 % Rabatt	15 % Rabatt	25 % Rabatt

